

Instruction pour collecte de cheveux

Les échantillons de cheveux peuvent être pris par quiconque ayant reçu une formation adéquate et le matériel nécessaire.

Matériels requis:


- ✓ Feuille cartonnée avec une grille aux carreaux de 1 cm.



- ✓ Brocheuse (agrafeuse) / ruban adhésif de peintre de 1/4" de largeur




- ✓ Ciseaux
- ✓ Pince chirurgicale (mosquito)



- ✓ Sac Ziploc / enveloppe
- ✓ Pince à cheveux
- ✓ Peigne
- ✓ Gants (facultatif, mais recommandé)

Étape 1

- Faire tenir les cheveux à l'arrière de la tête avec une pince.



Étape 2

- Séparer une mèche de cheveux (de l'épaisseur d'un crayon, 0.5cm) environ 4 cm au-dessus de la base du crâne et peigner.



Étape 3

- Pincer une mèche de cheveux à 2 cm de la racine, si la longueur le permet.
- Si les cheveux sont trop courts ou pas très épais, vous pouvez faire un mouvement de zigzag à travers la mèche avant de serrer les cheveux pour éviter de laisser un trou apparent sur la tête.
- Vous pouvez également en prendre depuis plusieurs endroits dans la même région afin d'obtenir la même quantité de cheveux.



Étape 4

- Dans la pince, la largeur de la mèche doit être de 1 cm. Vous pouvez la mesurer à l'aide de la grille sur le carton.
- Coupez les cheveux aussi près que possible du cuir chevelu.



Étape 5

- Tandis que les cheveux sont toujours dans la pince, placer la racine vers le haut.
- Brocher ou utiliser un morceau de ruban adhésif pour fixer la mèche sur le carton.
- Répéter au besoin si la collecte de cheveux se fait en plusieurs endroits.
- Il est important que l'extrémité de la racine soit orientée selon les flèches sur le carton.



Étape 6

- Identifiez l'échantillon sur le carton à l'aide d'une étiquette.
- Plier les cheveux longs derrière le carton
- S'assurer que l'échantillon est sec puis placer le carton dans un sac Ziploc.
- Sceller le sac et apposer une étiquette dessus.



Entreposer les échantillons à la température pièce, au sec et dans l'obscurité. Les sacs d'échantillons ne doivent pas être stockés serrés les uns contre les autres. Un classeur pour dossiers suspendus est idéal.

Noter les informations suivantes : Coloration et/ou traitement des cheveux, la fréquence des lavages, la saison de lors de la récupération, si le participant a pris un médicament récemment ou suis un traitement ainsi que la santé mentale et physique de ce dernier.